

Titration

OMNIS Coulometer

Mit dem OMNIS Coulometer und dem OMNIS Coulometer Module erweitern wir die OMNIS Analysenplattform für die zuverlässige Direktmessung des Wassergehalts im Spurenbereich mittels coulometrischer Titration.

- Bestimmung des Wassergehalts im Spurenbereich (10 µg bis 10 mg absolut) in Flüssigkeiten, Feststoffen und Gasen
- Bromindex nach ASTM D1492
- Automatischer Titrationsstart nach Zugabe der Probe
- Automatischer Reagenzwechsel mit dem OMNIS Solvent Module oder einem OMNIS Dosiermodul



OMNIS Coulometer Module

- Ergänzt Ihr OMNIS Coulometer und ermöglicht die Bestimmung des Wassergehalts in mehreren Proben parallel oder mit unterschiedlichen Reagenzien
- Ergänzt Ihren OMNIS Titrator für Wasserbestimmungen mittels coulometrischer Titration